



SCULPTURAMLS

MAGNETO LIPO SCULPT

VELOCE, SENZA SFORZO, COME LO VUOI TU

Massima performance in un'unica rivoluzionaria tecnologia

SCULPTURAMLS

Questa tecnologia di ultima generazione utilizza le **onde elettromagnetiche** agendo simultaneamente e in profondità sull'incremento della **massa muscolare** e sulla **riduzione del tessuto adiposo**.

La **tonificazione** e la **definizione** muscolare ottenute dalle intense contrazioni sono il risultato di un'azione di **rimodellamento** corporeo già visibile dopo poche sedute.

Un trattamento all'**avanguardia** in grado di ripristinare uno stato generale di benessere psico-fisico.



30
minuti
4 ore
di allenamento

1
sessione

400
calorie bruciate



8
sedute
1
taglia
in meno

1
trattamento
20.000
ripetizioni assolute



PUNTI DI FORZA DEL METODO MLS



Contrazioni muscolari ripetute non riproducibili con il convenzionale esercizio fisico



Tonificazione muscolare più profonda e rimodellamento della silhouette




Efficacia, sicurezza, in grado di agire sui diversi distretti muscolari



Due pad inclusi che lavorano in simultaneità sempre alla massima potenza, adatti per ogni zona del corpo



LE AREE MLS



VANTAGGI PER IL TUO BUSINESS

Puoi raggiungere una **clientela più ampia** con un trattamento **wellness** ad alto potenziale

Ottimizzi il costo della cabina con una tecnologia che lavora in modo passivo

Offri un trattamento efficace che in soli **30 minuti** ti da **risultati subito evidenti**

Puoi creare **percorsi combinati** in sinergia con altre tecnologie



Modello: **SCULPTURAMLS**

Uscite : N° 2:

1 MANIPOLO A a INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
con sistema di raffreddamento interno ad aria forzata

1 MANIPOLO B a INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
con sistema di raffreddamento interno ad aria forzata

DATI EMISSIONE :

Tipo di erogazione = campo ad induzione elettromagnetica [B]
Modalità erogazione = bobina compatta piana
Direzione vettore campo [B] = 90° rispetto piano bobina
(superficie di appoggio manipolo su soggetto trattato)
Max potenza induzione elettromagnetica erogata = 7 TESLA

Frequenza impulsi energia elettromagnetica = variabile in base ai programmi selezionati da 1 Hz a 50Hz
Pause ristoro Sec = variabili in base ai programmi selezionati da 1 Sec a 3 Sec

DATI ELETTRICI DISPOSITIVO

Tensione alimentazione = 220 V ac
Max potenza assorbita = max 4000VA AC

DATI DIMENSIONALI DISPOSITIVO

Dimensioni apparecchiatura = cm 30x50x30H cm ca
Peso= 25 Kg CIRCA

CONDIZIONI TERMICHE DI LAVORO E CONSERVAZIONE

Temperatura ambiente di immagazz. del dispositivo: 0°C - 55°.



Via Valprato, 68 - 10155 Torino, Italia
+39 011.192.14.20 - info@etik.srl
instagram: @etikofficial - facebook: etiksrl